

## INSTRUKCJA POBRANIA

### PRÓBKİ KAŁU



#### **WAŻNE**

W przypadku pobierania różnych próbek materiału biologicznego krew pobierana jest zawsze jako ostatnia

#### Zestaw do pobrania próbki

##### Do pobrania należy użyć:

- 1 pojemnika z brązową nakrętką
- 1 podkładki zbiorczej (Fe-Col)

#### Informacje praktyczne

Jeśli konieczne jest również pobranie próbki krwi, próbkę kału można pobrać dzień wcześniej lub tego samego dnia.

**WAŻNE:** próbkę kału należy przechowywać w lodówce aż do momentu wysyłki.

#### **PRZED WYKONANIEM POBRANIA:**

Prosimy o konsultację z lekarzem w celu ustalenia, czy aktualnie stosowane leczenie (leki, suplementy diety itp.) powinno zostać czasowo wstrzymane.



### KROK 1

Wpisz **kod pacjenta, datę urodzenia, datę oraz godzinę pobrania materiału** na etykiecie dostarczonego pojemnika.



### KROK 2

**Dokładnie umyj ręce.**



### KROK 3

Osusz brzeg muszli klozetowej papierem i **umieść podkładkę zbiorczą** (Fe-Col) zgodnie z instrukcją z jej opakowania



### KROK 4

Oddaj stolec bezpośrednio na podkładkę zbiorczą, a następnie za pomocą wbudowanej w zakrętkę łyżeczki pobierz niewielką ilość kału (około dwóch porcji wielkości orzecha włoskiego).



### KROK 5

Szczelnie zamknij pojemnik i umieść w dołączonym woreczku transportowym.