

INSTRUKCJA POBRANIA

PRÓBKA KAŁU ZE STABILIZATOREM



WAŻNE

W przypadku pobierania różnych próbek materiału biologicznego krew pobierana jest zawsze jako ostatnia

Zestaw do pobrania próbki:

Zestaw do pobrania próbki:

- 1 pojemnik z brązową nakrętką
- 1 tacka zbiorcza (Fe-Col) – do pobrania próbki kału



WAŻNE

Dostarczonej próbki nie wolno płukać. Zawiera stabilizator niezbędny do przeprowadzenia analizy.

Informacje praktyczne

W przypadku przyjmowania probiotyków należy je odstawić na tydzień przed pobraniem próbki.

Jeśli konieczne jest również pobranie próbki krwi, próbkę kału można pobrać dzień wcześniej lub tego samego dnia.

WAŻNE: próbkę kału należy przechowywać w lodówce aż do momentu wysyłki.

PRZED WYKONANIEM POBRANIA:

Prosimy o konsultację z lekarzem w celu ustalenia, czy aktualnie stosowane leczenie (leki, suplementy diety itp.) powinno zostać czasowo wstrzymane.



KROK 1

Wpisz **kod pacjenta, datę urodzenia, datę oraz godzinę pobrania materiału** na etykiecie dostarczonego pojemnika.



KROK 2

Dokładnie umyj ręce.



KROK 3

Osusz brzeg muszli klozetowej papierem i **umieść podkładkę zbiorczą** zgodnie z instrukcjami na jej opakowaniu.



KROK 4

Oddaj stolec bezpośrednio na tackę a następnie za pomocą wbudowanej w zakrętkę łyżeczki pobierz niewielką ilość kału (wielkości około dwóch orzechów laskowych).



KROK 5

Szczelnie zamknij pojemnik i energicznie wstrząśnij. Następnie umieść w woreczku transportowym.